

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **LPS from Salmonella typhimurium S-form (TLRGRADE) (Ready-to-Use) ENZ-ALX-581-011-L001**

Artikelname	LPS from Salmonella typhimurium S-form (TLRGRADE) (Ready-to-Use)
Artikelnummer	ENZ-ALX-581-011-L001
Hersteller Artikelnummer	ALX-581-011-L001
Alternativnummer	ENZ-ALX-581-011-L001-1
Hersteller	Enzo Life Sciences
Kategorie	Sonstiges
Quelle	Smooth (S)-form LPS, isolated and purified from Salmonella typhimurium by modification of the phenol water extraction and PCP method, converted to the uniform salt form and dissolved in sterile pyrogen-free double distilled water.
Reinheit	Absence of detectable protein or DNA contaminants with agonistic TLR activity.
Formulierung	Liquid. Sterile, ready-to-use solution in pyrogen-free double distilled water.
Target-Kategorie	TLR4