

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

LPS from E. coli, Serotype O55:B5 (TLRGRADE) (Ready-to-Use) ENZ-ALX-581-013-L001

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | LPS from E. coli, Serotype O55:B5 (TLRGRADE) (Ready-to-Use) |
| Artikelnummer | ENZ-ALX-581-013-L001 |
| Hersteller Artikelnummer | ALX-581-013-L001 |
| Alternativnummer | ENZ-ALX-581-013-L001-1 |
| Hersteller | Enzo Life Sciences |
| Kategorie | Sonstiges |
| Quelle | Smooth (S)-form LPS isolated and purified from E. coli O55:B5 by a modification of the phenol water extraction and PCP extraction method, converted to the uniform sodium salt form and dissolved in sterile pyrogen-free double distilled water. |
| Reinheit | Absence of detectable protein or DNA contaminants with agonistic TLR activity. |
| Formulierung | Liquid. Sterile, ready-to-use solution in pyrogen-free double distilled water. |
| Target-Kategorie | TLR4 |