

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### SCREEN-WELL Histaminergic ligand library ENZ-BML-2816-0500

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelname              | SCREEN-WELL Histaminergic ligand library  |
| Artikelnummer            | ENZ-BML-2816-0500   |
| Hersteller Artikelnummer | BML-2816-0500   |
| Alternativnummer         | ENZ-BML-2816-0500-1   |
| Hersteller               | Enzo Life Sciences  |
| Kategorie                | Sonstiges   |
| Applikation              | HTS   |
| Produktbeschreibung      | The Histaminergic and Melatonin Ligands Plate contains 41 ligands including endogenous neurotransmitters, agonists, antagonists, and marketed drugs. The library is ideal for screening or identifying recombinant orphan G protein coupled receptors, tar... |
| Target-Kategorie         | Histamine receptor  |