

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### MMP-3 fluorogenic substrate ENZ-BML-P278-0100

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelname              | MMP-3 fluorogenic substrate  |
| Artikelnummer            | ENZ-BML-P278-0100  |
| Hersteller Artikelnummer | BML-P278-0100  |
| Alternativnummer         | ENZ-BML-P278-0100-0.1  |
| Hersteller               | Enzo Life Sciences   |
| Kategorie                | Biochemikalien   |
| Produktbeschreibung      | MMP-3 fluorogenic substrate...   |
| Molekulargewicht         | 2156.9   |
| Reinheit                 | 90% (HPLC)   |
| Sequenz                  | 5-FAM-Arg-Pro-Lys-Pro-Val-Glu-Nva-Trp-Arg-Lys(TQ2W)-NH <sub>2</sub>            |
| Target-Kategorie         | MMP  MMP-3   |
| Anwendungsbeschreibung   | Useful for inhibitor screening, kinetic analysis, and cellular activity assay. |