

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Prestained Protein Ladder (3.5 - 245 kDa) ENZ-ENZ-ACC131-0500

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelname | Prestained Protein Ladder (3.5 - 245 kDa) |
| Artikelnummer | ENZ-ENZ-ACC131-0500 |
| Hersteller Artikelnummer | ENZ-ACC131-0500 |
| Alternativnummer | ENZ-ENZ-ACC131-0500-500 |
| Hersteller | Enzo Life Sciences |
| Kategorie | Molekularbiologie |
| Applikation | SDS-PAGE |
| Produktbeschreibung | Prestained Protein Ladder (3.5 - 245 kDa)... |
| Formulierung | Approximately 0.1~0.4 mg/ml of each protein in the buffer (20mM Tris-phosphate, pH 7.5 at 25C), 2% SDS, 0.2mM Dithiothreitol, 3.6 M Urea, and 15% (v/v) Glycerol). |