

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **GFAP, Human (Glial Fibrillary Acidic Protein)** **MBS634970-0.05**

|                          |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | GFAP, Human (Glial Fibrillary Acidic Protein)                                                                                                                                               |
| Artikelnummer            | MBS634970-0.05                                                                                                                                                                              |
| Hersteller Artikelnummer | MBS634970-0.05                                                                                                                                                                              |
| Alternativnummer         | MBS634970-0.05                                                                                                                                                                              |
| Hersteller               | MyBiosource                                                                                                                                                                                 |
| Kategorie                | Proteine/Peptide                                                                                                                                                                            |
| Konzentration            | 1 mg/ml                                                                                                                                                                                     |
| Reinheit                 | >90% (SDS-PAGE). Two staged tissue extraction hydroxyapatit column, GFAP preparations represented by specific protein bands 43-49 kD. The major two bands appear in the region of the 46kD. |
| Formulierung             | Supplied as a suspension in 16mM sodium bicarbonate,800mM urea, 1mM soudium phosphate. No preservative added.                                                                               |