

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

A431 cells stimulated with EGF, Unconjugated BYT-ORB198380

Artikelname	A431 cells stimulated with EGF, Unconjugated
Artikelnummer	BYT-ORB198380
Hersteller Artikelnummer	orb198380
Alternativnummer	BYT-ORB198380-100
Hersteller	Biorbyt
Kategorie	Sonstiges
Applikation	WB
Konjugation	Unconjugated
Produktbeschreibung	A431 cells stimulated with EGF...
Konzentration	See vial for concentration
Puffer	Provided as solution in Laemmli electrophoresis sample buffer. Samples need to be boiled for 3-5 minutes, before loading the gel.
Formulierung	Provided as solution in Laemmli electrophoresis sample buffer. Samples need to be boiled for 3-5 minutes, before loading the gel.
Anwendungsbeschreibung	Suggested use: A volume of 10-25ul is suggested for immunoblotting.