

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

kidney (MDBK) cells, Unconjugated BYT-ORB198384

Artikelname	kidney (MDBK) cells, Unconjugated
Artikelnummer	BYT-ORB198384
Hersteller Artikelnummer	orb198384
Alternativnummer	BYT-ORB198384-100
Hersteller	Biorbyt
Kategorie	Sonstiges
Applikation	WB
Konjugation	Unconjugated
Produktbeschreibung	kidney (MDBK) cells...
Konzentration	See vial for concentration
Puffer	Provided as solution in Laemmli electrophoresis sample buffer. Samples need to be boiled for 3-5 minutes, before loading the gel.
Formulierung	Provided as solution in Laemmli electrophoresis sample buffer. Samples need to be boiled for 3-5 minutes, before loading the gel.
Anwendungsbeschreibung	Suggested use: A volume of 10-25ul is suggested for immunoblotting.