

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **InVivoMAb anti-mouse GITR, Clone: [DTA-1], Rat, Monoclonal BXC-BE0063-1MG**

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | InVivoMAb anti-mouse GITR, Clone: [DTA-1], Rat, Monoclonal                           |
| Artikelnummer            | BXC-BE0063-1MG                                                                       |
| Hersteller Artikelnummer | BE0063-1MG                                                                           |
| Alternativnummer         | BXC-BE0063-1MG                                                                       |
| Hersteller               | Bio X Cell                                                                           |
| Wirt                     | Rat                                                                                  |
| Kategorie                | Antikörper                                                                           |
| Spezies Reaktivität      | Mouse                                                                                |
| Immunogen                | Mouse CD25+ CD4+ T cells                                                             |
| Klonalität               | Monoclonal                                                                           |
| Konzentration            | Lot specific, typically between 4-11 mg/ml                                           |
| Klon-Bezeichnung         | [DTA-1]                                                                              |
| Molekulargewicht         | 150 kDa                                                                              |
| Pubmed                   | <a href=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26351680 target=_blank rel=nofollow>26351680 |
| Target-Kategorie         | GITR                                                                                 |
| Anwendungsbeschreibung   | in vivo GITR stimulation                                                             |