

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### APO-E Peptide PRS-7333P

|                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | APO-E Peptide                                                                                                                                                                                                                           |
| Artikelnummer            | PRS-7333P                                                                                                                                                                                                                               |
| Hersteller Artikelnummer | 7333P                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alternativnummer         | PRS-7333P-0.05                                                                                                                                                                                                                          |
| Hersteller               | ProSci                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie                | Proteine/Peptide                                                                                                                                                                                                                        |
| Applikation              | Blocking                                                                                                                                                                                                                                |
| Konzentration            | 200 ug/mL                                                                                                                                                                                                                               |
| NCBI                     | <a href="#">348</a>                                                                                                                                                                                                                     |
| UniProt                  | <a href="#">P02649</a>                                                                                                                                                                                                                  |
| Puffer                   | PBS pH 7.2 (10 mM NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 10 mM Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> , 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin and 0.02% sodium azide                                                                  |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anwendungsbeschreibung   | APO-E peptide is used for blocking the activity of APO-E antibody (catalog number 7333). It usually blocks the antibody activity completely in Western blot by incubating the peptide with equal volume of antibody for 30 min at 37°C. |