

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### RNA Prestain Marker High ABN-R0019

Artikelname	RNA Prestain Marker High
Artikelnummer	ABN-R0019
Hersteller Artikelnummer	R0019
Alternativnummer	ABN-R0019-180
Hersteller	Abnova
Kategorie	Molekularbiologie
Applikation	EP
Produktbeschreibung	The RNA Prestain Marker High is a RNA ladder for precise sizing of RNA molecules in denaturing agarose gels. The RNA Prestain Marker High is a visible molecular weight marker for ssRNA, consisting of six colored (blue and purple) nucleic acids. The s...
Puffer	In 40 mM MOPS, 10 mM AcONa, pH 7.0 (1 mM EDTA-2Na, 10% glycerol).
Application Verdünnung	Recommended loading volumes: Comb (Load volume) 4~6 mm (4~6 uL) > 6 mm (> 6 uL)