

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Mouse N-Terminal Pro Atrial Natriuretic Peptide (NT-ProANP) ELISA Kit DLD-DLR-NT-PROANP-MU

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Mouse N-Terminal Pro Atrial Natriuretic Peptide (NT-ProANP) ELISA Kit                                |
| Artikelnummer            | DLD-DLR-NT-PROANP-MU                                                                                 |
| Hersteller Artikelnummer | DLR-NT-ProANP-Mu                                                                                     |
| Alternativnummer         | DLD-DLR-NT-PROANP-MU-96,DLD-DLR-NT-PROANP-MU-48                                                      |
| Hersteller               | DLDEVELOP                                                                                            |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                          |
| Spezies Reaktivität      | Mouse                                                                                                |
| Detektionsbereich        | 78.1-5000pg/mL                                                                                       |
| Sensitivitaet            | 29pg/mL                                                                                              |
| Proben                   | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids. |