

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Mouse SAP/PTX2/APCS PicoKine Quick ELISA Kit BOB-FEK1208

Artikelname	Mouse SAP/PTX2/APCS PicoKine Quick ELISA Kit
Artikelnummer	BOB-FEK1208
Hersteller Artikelnummer	FEK1208
Alternativnummer	BOB-FEK1208-96WELLS
Hersteller	Boster Bio
Kategorie	Antikörper
Applikation	ELISA
Spezies Reaktivität	Mouse
Immunogen	Expression system for standard: NS0, Immunogen sequence: Q21-D224
Produktbeschreibung	Mouse SAP/PTX2 PicoKine Quick ELISA Kit (120 minutes, 96 Tests). Quantitate Mouse Apcs in cell culture supernatants, cell lysates, serum and plasma (heparin, EDTA). Sensitivity: 50pg/ml. The brand Picokine indicates this is a premium quality ELISA ki...
Molekulargewicht	26247 MW
Detektionsbereich	1.56 ng/ml - 100 ng/ml
Sensitivitaet	<50 pg/ml
UniProt	P12246
Proben	cell culture supernatants, cell lysates, serum and plasma (heparin, EDTA).