

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

EMBER500(TM) RNA Prestain Loading Dye BOT-41032-250UL

Artikelname	EMBER500(TM) RNA Prestain Loading Dye
Artikelnummer	BOT-41032-250UL
Hersteller Artikelnummer	41032-250uL
Alternativnummer	BOT-41032-250UL
Hersteller	Biotium
Kategorie	Molekularbiologie
Produktbeschreibung	EMBER500(TM) RNA Prestain Loading Dye is a convenient 2X RNA loading dye for single-step denaturing, staining, and loading of RNA for gel analysis. EMBER500(TM) dye stains RNA and DNA with much brighter signal than ethidium bromide, and can be used w...
Quelle	Synthetic