

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Go-Go(TM) Fast DNA Gel Running Buffer, 50X BOT-41039-200ML

Artikelname	Go-Go(TM) Fast DNA Gel Running Buffer, 50X
Artikelnummer	BOT-41039-200ML
Hersteller Artikelnummer	41039-200ML
Alternativnummer	BOT-41039-200ML
Hersteller	Biotium
Kategorie	Molekularbiologie
Produktbeschreibung	Go-Go Fast(TM) DNA Gel Running Buffer is a high voltage running buffer for agarose gel electrophoresis. With Go-Go Fast(TM), you can run DNA gels up to 300V for 3X faster run times compared to TBE or TAE gels and superior DNA resolution. 200 mL of 50...
Quelle	Synthetic