

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Phospho-SAPK/JNK (Tyr185) Fluorometric Cell-Based ELISA Kit AST-FLUO-CBP1881

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | Phospho-SAPK/JNK (Tyr185) Fluorometric Cell-Based ELISA Kit |
| Artikelnummer | AST-FLUO-CBP1881 |
| Hersteller Artikelnummer | FLUO-CBP1881 |
| Alternativnummer | AST-FLUO-CBP1881-1 |
| Hersteller | Assay Biotechnology |
| Kategorie | Kits/Assays |
| Produktbeschreibung | The Phospho-SAPK/JNK (Tyr185) Fluorometric Cell-Based ELISA Kit is a convenient, lysate-free, high throughput and sensitive assay kit that can monitor Phospho-MAPK9 (Tyr185) protein phosphorylation and expression profile in cells. The kit can be used... |
| Detektionsbereich | At least 5000 cells/well |
| NCBI | 5599 |
| UniProt | P45983 |
| Formulierung | Cell-Based ELISA |
| Proben | Researchers plate their cell line of choice |
| Target-Kategorie | Phospho-MAPK9 (Tyr185) |