

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Methylene Blue counter stain ICT-AR-6525-50

|                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Methylene Blue counter stain                                                                                                                                  |
| Artikelnummer            | ICT-AR-6525-50                                                                                                                                                |
| Hersteller Artikelnummer | AR-6525-50                                                                                                                                                    |
| Alternativnummer         | ICT-AR-6525-50                                                                                                                                                |
| Hersteller               | ImmunoChemistry Technologies                                                                                                                                  |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                     |
| Applikation              | IHC                                                                                                                                                           |
| Produktbeschreibung      | This methylene Blue counterstain solution is designed for nuclear counterstain after completion of Immunohistochemistry staining or for routine histology.... |