

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **oYo-Link mIgG1 DBCO Antibody Labeling Reagent - Labels 500ug mIgG1 Ab** **ATR-AT3003-MIGG1-500**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | oYo-Link mIgG1 DBCO Antibody Labeling Reagent - Labels 500ug mIgG1 Ab                                                                                                                                                                                         |
| Artikelnummer            | ATR-AT3003-MIGG1-500                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hersteller Artikelnummer | AT3003-mIgG1-500                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alternativnummer         | ATR-AT3003-MIGG1-500                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hersteller               | AlphaThera                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konjugation              | DBCO                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktbeschreibung      | NOTE: It is important to perform the click-reaction with Azide-x first, prior to antibody conjugation. UV illumination will damage the DBCO activity and thus antibody conjugation should only be performed after the click-reaction. Research Use Only Ap... |
| Konzentration            | 337 µg/mL                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Molekulargewicht         | 10 kDa                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Puffer                   | PBS                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formulierung             | Dried pellet                                                                                                                                                                                                                                                  |