

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Human Coxsackie Virus And Adenovirus Receptor (CXADR) ELISA Kit RDD-RD-CXADR-HU

|                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Human Coxsackie Virus And Adenovirus Receptor (CXADR) ELISA Kit                                                                                                                                                     |
| Artikelnummer            | RDD-RD-CXADR-HU                                                                                                                                                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | RD-CXADR-Hu                                                                                                                                                                                                         |
| Alternativnummer         | RDD-RD-CXADR-HU-96,RDD-RD-CXADR-HU-48                                                                                                                                                                               |
| Hersteller               | reddot Biotech                                                                                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                         |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung      | This Human Coxsackie Virus And Adenovirus Receptor (CXADR) ELISA Kit is a Sandwich ELISA assay that will detect and quantify the target analyte in tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.... |
| Detektionsbereich        | 0.156-10ng/mL                                                                                                                                                                                                       |
| Sensitivitaet            | 0.065ng/mL                                                                                                                                                                                                          |
| NCBI                     | <a href="#">1525</a>                                                                                                                                                                                                |
| UniProt                  | <a href="#">P78310</a>                                                                                                                                                                                              |
| Proben                   | tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.                                                                                                                                                       |
| Anwendungsbeschreibung   | Assay Length: 4.5 hours .Experimental Method: Sandwich                                                                                                                                                              |