

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Rat Fibrinogen Like Protein 2 (FGL2) ELISA Kit RDD-RD-FGL2-RA

|                          |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Rat Fibrinogen Like Protein 2 (FGL2) ELISA Kit                                                                                                                                                    |
| Artikelnummer            | RDD-RD-FGL2-RA                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller Artikelnummer | RD-FGL2-Ra                                                                                                                                                                                        |
| Alternativnummer         | RDD-RD-FGL2-RA-96,RDD-RD-FGL2-RA-48                                                                                                                                                               |
| Hersteller               | reddot Biotech                                                                                                                                                                                    |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                       |
| Applikation              | ELISA                                                                                                                                                                                             |
| Spezies Reaktivität      | Rat                                                                                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung      | This Rat Fibrinogen Like Protein 2 (FGL2) ELISA Kit is a precoated, Sandwich ELISA assay designed to detect and quantify the target analyte in plasma . This product is for Research Use Only.... |
| Detektionsbereich        | 0.781-50ng/mL                                                                                                                                                                                     |
| Sensitivitaet            | 0.25ng/mL                                                                                                                                                                                         |
| NCBI                     | <a href="#">84586</a>                                                                                                                                                                             |
| UniProt                  | <a href="#">G3V7P2</a>                                                                                                                                                                            |
| Proben                   | plasma                                                                                                                                                                                            |
| Target-Kategorie         | Rat Fibrinogen Like Protein 2 (FGL2)                                                                                                                                                              |
| Anwendungsbeschreibung   | Assay Length: 4.5 hours. Experimental Method: Sandwich                                                                                                                                            |