

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Porcine Cluster Of Differentiation 40 Ligand (CD40L) ELISA Kit RDD-RDR-CD40L-P

|                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Porcine Cluster Of Differentiation 40 Ligand (CD40L) ELISA Kit                                                                                                                                                      |
| Artikelnummer            | RDD-RDR-CD40L-P                                                                                                                                                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | RDR-CD40L-p                                                                                                                                                                                                         |
| Alternativnummer         | RDD-RDR-CD40L-P-96,RDD-RDR-CD40L-P-48                                                                                                                                                                               |
| Hersteller               | reddot Biotech                                                                                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                         |
| Spezies Reaktivität      | Porcine                                                                                                                                                                                                             |
| Produktbeschreibung      | This Porcine Cluster Of Differentiation 40 Ligand (CD40L) ELISA Kit is a Sandwich ELISA assay that will detect and quantify the target analyte in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.... |
| Detektionsbereich        | 0.156-10ng/mL                                                                                                                                                                                                       |
| Sensitivitaet            | 0.054ng/mL                                                                                                                                                                                                          |
| NCBI                     | <a href="#">100113425</a>                                                                                                                                                                                           |
| UniProt                  | <a href="#">A7LJT9</a>                                                                                                                                                                                              |
| Proben                   | serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.                                                                                                                                                      |
| Anwendungsbeschreibung   | Assay Length: 3 hours.Experimental Method: Sandwich                                                                                                                                                                 |