

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### GENLISA Human Endophilin-A2 (SH3GL1) ELISA KBS-KBH1761

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | GENLISA Human Endophilin-A2 (SH3GL1) ELISA                                                                                                                                                                                                                          |
| Artikelnummer            | KBS-KBH1761                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hersteller Artikelnummer | KBH1761                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alternativnummer         | KBS-KBH1761-1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hersteller               | Krishgen Biosystems                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung      | The GENLISA Human Endophilin-A2 (SH3GL1) ELISA includes features like: Ready to use protocol with break-apart wells for ease of use<br>Standardisation and High Reproducibility Lot to Lot Consistency<br>Accuracy and Precision Validated against seven points ... |
| Detektionsbereich        | 0.781 - 50 ng/ml                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sensitivitaet            | 0.35 ng/ml                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Proben                   | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids. For tear samples, please connect with us to discuss further.                                                                                                  |
| Anwendungsbeschreibung   | Colorimetric, Absorbance measured at 450nm                                                                                                                                                                                                                          |