

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### GENLISA Human CXCL9 / MIG ELISA KBS-KBH9578

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | GENLISA Human CXCL9 / MIG ELISA                                                                                                                                                                                                                               |
| Artikelnummer            | KBS-KBH9578                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | KBH9578                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | KBS-KBH9578-1                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hersteller               | Krishgen Biosystems                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktbeschreibung      | The GENLISA Human CXCL9 / MIG ELISA includes features like: - Ready to use protocol with break-apart wells for ease of use - Standardisation and High Reproducibility - Lot to Lot Consistency - Accuracy and Precision Validated against seven points for... |
| Detektionsbereich        | 9.375 - 600 pg/ml                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sensitivitaet            | 4.5 pg/ml                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Proben                   | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids. For tear samples, please connect with us to discuss further.                                                                                            |
| Anwendungsbeschreibung   | Colorimetric, Absorbance measured at 450nm                                                                                                                                                                                                                    |