

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **GENLISA Mouse Epithelial Neutrophil Activating Peptide 78 (ENA78) ELISA KBS-KLM0427**

Artikelname	GENLISA Mouse Epithelial Neutrophil Activating Peptide 78 (ENA78) ELISA
Artikelnummer	KBS-KLM0427
Hersteller Artikelnummer	KLM0427
Alternativnummer	KBS-KLM0427-1
Hersteller	Krishgen Biosystems
Kategorie	Kits/Assays
Spezies Reaktivität	Mouse
Produktbeschreibung	This GENLISA Mouse Epithelial Neutrophil Activating Peptide 78 (ENA78) ELISA includes features like: - Ready to use protocol with break-apart wells for ease of use - Standardisation and High Reproducibility - Lot to Lot Consistency - Accuracy and Pre...
Detektionsbereich	62.5 - 4,000 pg/ml
Sensitivitaet	27.2 pg/ml
Proben	Serum, plasma and tissue homogenates. For other matrices, please connect with our technical team