

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

GENLISA Mouse Matrilin 2 (MATN2) ELISA KBS-KLM5900

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | GENLISA Mouse Matrilin 2 (MATN2) ELISA |
| Artikelnummer | KBS-KLM5900 |
| Hersteller Artikelnummer | KLM5900 |
| Alternativnummer | KBS-KLM5900-1 |
| Hersteller | Krishgen Biosystems |
| Kategorie | Kits/Assays |
| Spezies Reaktivität | Mouse |
| Produktbeschreibung | This GENLISA Mouse Matrilin 2 (MATN2) ELISA includes features like: - Ready to use protocol with break-apart wells for ease of use - Standardisation and High Reproducibility - Lot to Lot Consistency - Accuracy and Precision Validated against seven po... |
| Detektionsbereich | 0.156 - 10 ng/ml |
| Sensitivitaet | 0.056 ng/ml. |
| Proben | Serum, plasma and tissue homogenates. For other matrices, please connect with our technical team |