

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

GENLISA Mouse Platelet / Endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) ELISA KBS-KLM6100

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname | GENLISA Mouse Platelet / Endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) ELISA |
| Artikelnummer | KBS-KLM6100 |
| Hersteller Artikelnummer | KLM6100 |
| Alternativnummer | KBS-KLM6100-1 |
| Hersteller | Krishgen Biosystems |
| Kategorie | Kits/Assays |
| Spezies Reaktivität | Mouse |
| Produktbeschreibung | This GENLISA Mouse Platelet / Endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) ELISA includes features like: - Ready to use protocol with break-apart wells for ease of use - Standardisation and High Reproducibility - Lot to Lot Consistency - Accuracy and ... |
| Detektionsbereich | 15.62 - 1000 pg/ml |
| Sensitivitaet | 6.5 pg/ml |
| Proben | Serum, plasma and tissue homogenates. For other matrices, please connect with our technical team |