

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **FAM111B Human Pre-designed siRNA Set A MCE-HY-RS04679**

Artikelname	FAM111B Human Pre-designed siRNA Set A
Artikelnummer	MCE-HY-RS04679
Hersteller Artikelnummer	HY-RS04679
Alternativnummer	MCE-HY-RS04679-1SET
Hersteller	MedchemExpress
Kategorie	Molekularbiologie
Produktbeschreibung	FAM111B Human Pre-designed siRNA Set A contains three designed siRNAs for FAM111B gene (Human), as well as a negative control, a positive control, and a FAM-labeled negative control. Components FAM111B siRNA-1: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-2: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-3: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-4: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-5: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-6: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-7: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-8: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-9: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-10: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-11: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-12: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-13: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-14: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-15: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-16: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-17: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-18: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-19: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-20: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-21: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-22: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-23: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-24: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-25: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-26: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-27: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-28: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-29: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-30: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-31: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-32: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-33: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-34: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-35: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-36: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-37: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-38: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-39: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-40: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-41: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-42: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-43: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-44: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-45: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-46: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-47: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-48: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-49: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-50: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-51: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-52: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-53: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-54: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-55: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-56: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-57: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-58: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-59: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-60: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-61: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-62: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-63: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-64: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-65: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-66: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-67: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-68: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-69: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-70: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-71: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-72: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-73: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-74: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-75: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-76: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-77: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-78: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-79: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-80: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-81: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-82: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-83: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-84: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-85: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-86: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-87: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-88: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-89: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-90: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-91: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-92: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-93: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-94: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-95: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-96: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-97: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-98: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-99: 5 nmol (HPLC) FAM111B siRNA-100: 5 nmol (HPLC)
Target-Kategorie	Small Interfering RNA (siRNA)
Anwendungsbeschreibung	MCE Product type: Oligonucleotides