

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Recombinant Human Peptidyl-Prolyl Cis/Trans Isomerase NIMA-Interacting 4, E. coli** **MBS145125-0.02**

|                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Recombinant Human Peptidyl-Prolyl Cis/Trans Isomerase NIMA-Interacting 4, E. coli                                                          |
| Artikelnummer            | MBS145125-0.02                                                                                                                             |
| Hersteller Artikelnummer | MBS145125-0.02                                                                                                                             |
| Alternativnummer         | MBS145125-0.02                                                                                                                             |
| Hersteller               | MyBiosource                                                                                                                                |
| Wirt                     | E. coli                                                                                                                                    |
| Kategorie                | Proteine/Peptide                                                                                                                           |
| Reinheit                 | Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.                                                                                              |
| Formulierung             | PIN4 solution (1mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. Sterile filtered colorless solution. |