

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Anti-Phospho-Ser187 SNAP25, Rabbit, Polyclonal MBS502175-0.1

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Anti-Phospho-Ser187 SNAP25, Rabbit, Polyclonal                                                                                                           |
| Artikelnummer            | MBS502175-0.1                                                                                                                                            |
| Hersteller Artikelnummer | MBS502175-0.1                                                                                                                                            |
| Alternativnummer         | MBS502175-0.1                                                                                                                                            |
| Hersteller               | MyBiosource                                                                                                                                              |
| Wirt                     | Rabbit                                                                                                                                                   |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                                               |
| Klonalität               | Polyclonal                                                                                                                                               |
| Reinheit                 | Affinity Purified (Prepared from rabbit serum by affinity purification via sequential chromatography on phospho- and dephosphopeptide affinity columns.) |
| Formulierung             | 100 ul in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug BSA per ml and 50% glycerol. Adequate amount of material to conduct 10-mini Western Blots.           |