

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Anti-Phospho-Thr356 PRAS40, Rabbit, Polyclonal MBS502227-5X0.1

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Anti-Phospho-Thr356 PRAS40, Rabbit, Polyclonal                                                                                       |
| Artikelnummer            | MBS502227-5X0.1                                                                                                                      |
| Hersteller Artikelnummer | MBS502227-5x0.1                                                                                                                      |
| Alternativnummer         | MBS502227-5X0.1                                                                                                                      |
| Hersteller               | MyBiosource                                                                                                                          |
| Wirt                     | Rabbit                                                                                                                               |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                           |
| Klonalität               | Polyclonal                                                                                                                           |
| Reinheit                 | Prepared from rabbit serum by affinity purification via sequential chromatography on phospho- and dephosphopeptide affinity columns. |
| Formulierung             | 100 ul in 10 mM HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 ug per ml BSA and 50% glycerol.                                                     |