

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Cleaved PARP Mouse Monoclonal Antibody, Clone: [173] MBS8501787-0.1-B**

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Cleaved PARP Mouse Monoclonal Antibody, Clone: [173]                                                                                    |
| Artikelnummer            | MBS8501787-0.1-B                                                                                                                        |
| Hersteller Artikelnummer | MBS8501787-0.1-B                                                                                                                        |
| Alternativnummer         | MBS8501787-0.1-B                                                                                                                        |
| Hersteller               | MyBiosource                                                                                                                             |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                              |
| Klonalität               | Monoclonal                                                                                                                              |
| Klon-Bezeichnung         | [173]                                                                                                                                   |
| Formulierung             | In phosphate buffered saline (without Mg <sup>2+</sup> and Ca <sup>2+</sup> ), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |