

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Cortactin Polyclonal Antibody, Rabbit MBS9407838-5X0.1**

|                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Cortactin Polyclonal Antibody, Rabbit                                                                                 |
| Artikelnummer            | MBS9407838-5X0.1                                                                                                      |
| Hersteller Artikelnummer | MBS9407838-5x0.1                                                                                                      |
| Alternativnummer         | MBS9407838-5X0.1                                                                                                      |
| Hersteller               | MyBiosource                                                                                                           |
| Wirt                     | Rabbit                                                                                                                |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                            |
| Klonalität               | Polyclonal                                                                                                            |
| Konzentration            | 1 mg/ml                                                                                                               |
| Reinheit                 | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. |
| Formulierung             | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide.                                               |