

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Spark Blue(TM) 550 anti-rat CD45RA (Flexi-Fluor(TM)), Clone: [OX-33], Spark Blue 550, Mouse, Monoclonal BLD-285285**

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Spark Blue(TM) 550 anti-rat CD45RA (Flexi-Fluor(TM)), Clone: [OX-33], Spark Blue 550, Mouse, Monoclonal |
| Artikelnummer            | BLD-285285                                                                                              |
| Hersteller Artikelnummer | 285285                                                                                                  |
| Alternativnummer         | BLD-285285                                                                                              |
| Hersteller               | Biolegend                                                                                               |
| Wirt                     | Mouse                                                                                                   |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                              |
| Applikation              | FC                                                                                                      |
| Spezies Reaktivität      | Rat                                                                                                     |
| Konjugation              | Spark Blue 550                                                                                          |
| Klonalität               | Monoclonal                                                                                              |
| Klon-Bezeichnung         | [OX-33]                                                                                                 |