

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Trident plus Western HRP Substrate GTX400006

|                          |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Trident plus Western HRP Substrate                                                                                                                                                      |
| Artikelnummer            | GTX400006                                                                                                                                                                               |
| Hersteller Artikelnummer | GTX400006                                                                                                                                                                               |
| Alternativnummer         | GTX400006-500                                                                                                                                                                           |
| Hersteller               | GeneTex                                                                                                                                                                                 |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                                               |
| Applikation              | WB                                                                                                                                                                                      |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                                                                                                  |
| Anwendungsbeschreibung   | 500 ml mixture for 24000 square centimetre membrane</BR>Recommended primary antibody dilution rage: 1:1000~1:10,000</BR>Recommended secondary antibody dilution rage: 1:5,000~1: 20,000 |