

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **InVivoSIM anti-human AXL (Tilvestamab Biosimilar), Clone: [Tilvestamab], Human, Monoclonal BXC-SIM0065-INDUSTRIAL**

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | InVivoSIM anti-human AXL (Tilvestamab Biosimilar), Clone: [Tilvestamab], Human, Monoclonal |
| Artikelnummer            | BXC-SIM0065-INDUSTRIAL                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | SIM0065                                                                                    |
| Alternativnummer         | BXC-SIM0065-1MG,BXC-SIM0065-5MG,BXC-SIM0065-25MG,BXC-SIM0065-50MG,BXC-SIM0065-100MG        |
| Hersteller               | Bio X Cell                                                                                 |
| Wirt                     | Human                                                                                      |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                 |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                      |
| Immunogen                | Human AXL                                                                                  |
| Klonalität               | Monoclonal                                                                                 |
| Konzentration            | Lot specific,typically between 4-11 mg/ml                                                  |
| Klon-Bezeichnung         | [Tilvestamab]                                                                              |
| Molekulargewicht         | 150 kDa                                                                                    |
| Reinheit                 | 95% , Determined by SDS-PAGE                                                               |
| Formel                   | PBS, pH 7.0, Contains no stabilizers or preservatives                                      |
| Target-Kategorie         | Axl                                                                                        |

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbeschreibung | Functional assays, Flow cytometry, Western blot, ELISA, in vivo studies using xenograft models |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|