

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **SARS Cov-2 Spike (S) glycoprotein RBD BBI-46100-50UG**

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | SARS Cov-2 Spike (S) glycoprotein RBD                                                                         |
| Artikelnummer            | BBI-46100-50UG                                                                                                |
| Hersteller Artikelnummer | 46100 - 50µg                                                                                                  |
| Alternativnummer         | BBI-46100-50UG                                                                                                |
| Hersteller               | BBI Solutions                                                                                                 |
| Kategorie                | Proteine/Peptide                                                                                              |
| Applikation              | ELISA                                                                                                         |
| Puffer                   | Recommendations for storage buffer: neutral to slightly alkaline pH and 20% glycerol as cryoprotective agent. |
| Quelle                   | Baculovirus/Insect cells                                                                                      |
| Reinheit                 | >80%                                                                                                          |
| Target-Kategorie         | SARS Cov-2                                                                                                    |