

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Chaperone SURA E.Coli Recombinant RAY-228-12406-2

Artikelname	Chaperone SURA E.Coli Recombinant
Artikelnummer	RAY-228-12406-2
Hersteller Artikelnummer	228-12406-2
Alternativnummer	RAY-228-12406-2
Hersteller	RayBiotech
Kategorie	Proteine/Peptide
Spezies Reaktivität	Bacteria
Expression System	E. coli
Reinheit	Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Formulierung	Sterile Filtered colorless solution.
Sequenz	MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAPQVVDKVA AVVNGGVVLE SDVDGLMQSV KLNAAQARQQ LPDDATLRHQ IMERLIMDQI ILQMGQKMGV KISDEQLDQA IANIAKQNNM TLDQMRSRLA YDGLNYNTYR NQIRKEMIIS EVRNNEVRRR ITILPQEVES LAQQVGNQND ASTELNLSHI LIPLPENPTS DQVNEAESQA RAIVDQARNG ADFGKLIAIH SADQQALNGG QM
Formel	The SURA 1mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH-8, and 10% glycerol.