

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Human Serum Abundant Protein Array Q4 RAY-QAH-SAP-4-2

|                          |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Human Serum Abundant Protein Array Q4                                                                                                                             |
| Artikelnummer            | RAY-QAH-SAP-4-2                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | QAH-SAP-4-2                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | RAY-QAH-SAP-4-2                                                                                                                                                   |
| Hersteller               | RayBiotech                                                                                                                                                        |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                       |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                                             |
| Produktbeschreibung      | Quantibody Human Serum Abundant Protein Array 4 Kit. Quantitative measurement of 40 Human Serum Abundant serum proteins. Suitable for all liquid sample types.... |
| Proben                   | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Other Body Fluids, Cell Lysates                                                                         |
| Target-Kategorie         | VSIG4                                                                                                                                                             |