

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### NexaTag Canine MMP-8 qIPCR ELISA Kit RAY-BIQC-MMP8-5

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | NexaTag Canine MMP-8 qIPCR ELISA Kit                                                                                                                                                                                                                          |
| Artikelnummer            | RAY-BIQC-MMP8-5                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hersteller Artikelnummer | BIQC-MMP8-5                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alternativnummer         | RAY-BIQC-MMP8-5                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hersteller               | RayBiotech                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spezies Reaktivität      | Canine, Human                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktbeschreibung      | The bead-based NexaTag Canine MMP-8 qIPCR ELISA Kit merges the specificity of sandwich-based ELISA, the sensitivity of real-time PCR, and the easy manipulation of microspheres to detect even the lowest levels of MMP-8 in serum, plasma, and cell cultu... |
| Formulierung             | 96-well Microplate                                                                                                                                                                                                                                            |
| Proben                   | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum                                                                                                                                                                                                                      |
| Target-Kategorie         | MMP-8 (MMP8)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anwendungsbeschreibung   | qPCR                                                                                                                                                                                                                                                          |