

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### NexaTag Porcine TGF-alpha qIPCR ELISA Kit RAY-BIQP-TGFA-5

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | NexaTag Porcine TGF-alpha qIPCR ELISA Kit                                                                                                                                                                                                                     |
| Artikelnummer            | RAY-BIQP-TGFA-5                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hersteller Artikelnummer | BIQP-TGFA-5                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alternativnummer         | RAY-BIQP-TGFA-5                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hersteller               | RayBiotech                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spezies Reaktivität      | Human, Porcine                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktbeschreibung      | The bead-based NexaTag Porcine TGF-alpha qIPCR ELISA Kit merges the specificity of sandwich-based ELISA, the sensitivity of real-time PCR, and the easy manipulation of microspheres to detect even the lowest levels of TGF-alpha in serum, plasma, and c... |
| Formulierung             | 96-well Microplate                                                                                                                                                                                                                                            |
| Proben                   | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum                                                                                                                                                                                                                      |
| Target-Kategorie         | TGF alpha (TGFA)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anwendungsbeschreibung   | qPCR                                                                                                                                                                                                                                                          |