

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Custom Human CEACAM-1 Speed-E ELISA Kit RAY-ELHS-CEACAM1-1

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Custom Human CEACAM-1 Speed-E ELISA Kit                                                                                                                                                                                                                     |
| Artikelnummer            | RAY-ELHS-CEACAM1-1                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hersteller Artikelnummer | ELHS-CEACAM1-1                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alternativnummer         | RAY-ELHS-CEACAM1-1                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hersteller               | RayBiotech                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktbeschreibung      | RayBio Human Custom CEACAM-1 SpeedELISA is a sandwich-based immunoassay with a simplified work flow for the rapid, quantitative measurement of human CEACAM-1 in only 3 hours. Suitable for serum, plasma, cell culture supernatants, or lysate samples.... |
| NCBI                     | <a href="#">634</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formulierung             | 96-well Microplate                                                                                                                                                                                                                                          |
| Target-Kategorie         | CEACAM1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anwendungsbeschreibung   | Colorimetric                                                                                                                                                                                                                                                |