

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### DNA Bisulfite Conversion Kit (Magnetic Bead Method) RAY-NAE-BIS-MAG

Artikelname	DNA Bisulfite Conversion Kit (Magnetic Bead Method)
Artikelnummer	RAY-NAE-BIS-MAG
Hersteller Artikelnummer	NAE-BIS-MAG
Alternativnummer	RAY-NAE-BIS-MAG
Hersteller	RayBiotech
Kategorie	Kits/Assays
Spezies Reaktivität	Human
Produktbeschreibung	This kit is used to convert unmethylated cytosine residues into uracil for gene methylation analysis in genomic DNA. Methylated cytosine residues (5-methylcytosine) remain unchanged. PCR primers and/or probes can be designed to distinguish methylated...
Proben	DNA