

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Chlamydia Trachomatis HSP70 (462-503 a.a.) Recombinant RAY-228-10233-2**

Artikelname	Chlamydia Trachomatis HSP70 (462-503 a.a.) Recombinant
Artikelnummer	RAY-228-10233-2
Hersteller Artikelnummer	228-10233-2
Alternativnummer	RAY-228-10233-2
Hersteller	RayBiotech
Kategorie	Proteine/Peptide
Spezies Reaktivität	Bacteria
Expression System	E. coli
Reinheit	Chlamydia HSP70 protein was purified by proprietary chromatographic technique.
Formel	50mM Tris-HCl, pH 8.0, 8M Urea, 60 mM NaCl and 50% glycerol.
Application Verdünnung	Chlamydia HSP70 protein is suitable for use in ELISA. Each laboratory should determine an optimum working titer for use in its particular application. Other applications have not been tested but use in such assays should not necessarily be excluded.