

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Kynurenic acid sodium, CAS [[2439-02-3]] TGM-T22892

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Kynurenic acid sodium, CAS [[2439-02-3]]                                                                                                                                                                                                                      |
| Artikelnummer            | TGM-T22892                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller Artikelnummer | T22892                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alternativnummer         | TGM-T22892-1MLX10MM(INDMSO),TGM-T22892-25MG,TGM-T22892-50MG                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller               | TargetMol                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kategorie                | Biochemikalien                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktbeschreibung      | Kynurenic acid sodium salt is an endogenous tryptophan metabolite that acts as a broad-spectrum antagonist targeting ionotropic glutamate receptors (NMDA), other glutamate receptors, and the alpha7 nicotinic acetylcholine receptor, while also functio... |
| Molekulargewicht         | 211.15                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reinheit                 | 99.47%                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAS Nummer               | [2439-02-3]                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formel                   | C10H6NNaO3                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Target-Kategorie         | CXCR   Endogenous Metabolite   iGluR   Apoptosis   GPCR                                                                                                                                                                                                       |