

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **IgG, H&L (FITC), Goat USB-I1904-46N**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | IgG, H&L (FITC), Goat                                                                                                                                                                                                                                          |
| Artikelnummer            | USB-I1904-46N                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hersteller Artikelnummer | I1904-46N                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alternativnummer         | USB-I1904-46N-2                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller               | US Biological                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wirt                     | Goat                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Applikation              | FLISA, IF, WB                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Immunogen                | Rabbit IgG whole molecule                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktbeschreibung      | Applications: Suitable for use in FLISA and Immunofluorescence as well as other antibody based fluorescent assays. Other applications not tested. Recommended Dilution: Optimal dilution determined by the researcher. Label: Fluorescein isothiocyanate (...) |
| Reinheit                 | Purified by immunoaffinity chromatography.                                                                                                                                                                                                                     |
| Formulierung             | Supplied as aliquid in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15M sodium chloride, pH 7.2, 10mg/ml BSA (IgG and Protease free), 0.01% sodium azide, 40% glycerol.                                                                                                       |