

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **IgG, H&L, Rabbit USB-I1904-65**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | IgG, H&L, Rabbit                                                                                                                                                                                                                                              |
| Artikelnummer            | USB-I1904-65                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hersteller Artikelnummer | I1904-65                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alternativnummer         | USB-I1904-65-2                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller               | US Biological                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wirt                     | Rabbit                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Applikation              | ELISA, IHC, IP, WB                                                                                                                                                                                                                                            |
| Immunogen                | Mouse IgG, whole molecule                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktbeschreibung      | Applications: Suitable for use in ELISA, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunohistochemistry, Conjugation. Other applications not tested. Recommended Dilution: ELISA: 1:10:000-1:50,000 Western Blot: 1:1000-1:5000 Immunohistochemi... |
| Reinheit                 | Purified by immunoaffinity chromatography.                                                                                                                                                                                                                    |
| Formulierung             | Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2, 0.01% sodium azide, before the addition of glycerol to 40%. No stabilizing proteins added.                                                                                                                               |