

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Neomycin Phosphotransferase II (NPT II) (MaxLight 650), Rabbit USB-N2008-05-ML650

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Neomycin Phosphotransferase II (NPT II) (MaxLight 650), Rabbit                                                                                                                                                                                                |
| Artikelnummer            | USB-N2008-05-ML650                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hersteller Artikelnummer | N2008-05-ML650                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alternativnummer         | USB-N2008-05-ML650-100                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hersteller               | US Biological                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wirt                     | Rabbit                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Applikation              | FLISA, WB                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Immunogen                | Purified Neomycin phosphotransferase II.                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktbeschreibung      | MaxLight(TM) 650 is a new Far-IR stable dye conjugate comparable to Alexa Fluor(TM)647, DyLight(TM)649, Cy5(TM) and offers better labeling efficiency, brighter imaging and increased immunodetection. Absorbance (655nm), Emission (676nm), Extinction Co... |
| Reinheit                 | Purified                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formulierung             | Supplied as a liquid in PBS, pH 7.2. No preservative added. Labeled with MaxLight(TM)650.                                                                                                                                                                     |