

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Bauhinia purpurea (BPL/BPA) (Cy3)** **USB-518240**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Bauhinia purpurea (BPL/BPA) (Cy3)                                                                                                                                                                                                                              |
| Artikelnummer            | USB-518240                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | 518240                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alternativnummer         | USB-518240-1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller               | US Biological                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie                | Molekularbiologie                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktbeschreibung      | Cy3 can be used to vidualize the binding pattern of Bauhinia purpurea Lectin (BPL/BPA) in cellular imaging and flow cytometry. Cy3 is more photostable than many other flourophores and can be seen with TRITC filter sets. It is commonly combined with gr... |
| Formulierung             | Supplied as a liquid in PBS, 0.02% sodium azide. Labeled with Cy3.                                                                                                                                                                                             |