

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Bovine MYO (Myoglobin) ELISA Kit EKL-EBV27472

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Bovine MYO (Myoglobin) ELISA Kit                                                                                                                                                                                                                              |
| Artikelnummer            | EKL-EBV27472                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hersteller Artikelnummer | EBv27472                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alternativnummer         | EKL-EBV27472-96T                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hersteller               | EnkiLife                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spezies Reaktivität      | Bovine                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung      | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Bovine MYO. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with the specific ant... |
| Detektionsbereich        | 0.31-20ng/mL                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensitivitaet            | 0.116ng/mL                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Proben                   | Serum,plasma and other biological fluids                                                                                                                                                                                                                      |
| Target-Kategorie         | MYO                                                                                                                                                                                                                                                           |