

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Horse D2D (D-Dimer) ELISA Kit EKL-EEQ27140

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Horse D2D (D-Dimer) ELISA Kit                                                                                                                                                                                                                                 |
| Artikelnummer            | EKL-EEQ27140                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hersteller Artikelnummer | EEq27140                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alternativnummer         | EKL-EEQ27140-96T                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hersteller               | EnkiLife                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spezies Reaktivität      | Equine                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung      | This ELISA kit uses the Competitive-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with Horse D2D. During the reaction, Horse D2D in the sample or standard competes with a fixed amount of Horse D2D on the solid phase ... |
| Detektionsbereich        | 617.3-50000pg/mL                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sensitivitaet            | 283.1pg/mL                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Proben                   | Serum,plasma and other biological fluids                                                                                                                                                                                                                      |
| Target-Kategorie         | D2D                                                                                                                                                                                                                                                           |